



Applied Biosystems 社製リアルタイム RCR 機器をご利用の研究者の方々に朗報！！
スペイン Integromics 社製 RT-PCR 用データ解析ツール販売開始

RealTime StatMiner™



Real-Time StatMiner™

Get free access to real-time-PCR data analysis Software today

スペイン Integromics 社は、従来 PCR データを Excel などの汎用ソフトウェアにて管理、解析を行っていた研究者の方々向けに、新時代のデータ解析、可視化ツールをご提供いたします。

Real-Time StatMiner™ は、Applied Biosystems 社製のあらゆる RT-PCR 機器からボタン1つでデータを読み込み、ステップバイステップにて、誰でもが簡単にデータのクオリティコントロールおよび統計解析を実行できるようにいたしました。

30日間の無償トライアルにて、その機能、使い勝手を是非ご体験下さい。

Real-Time StatMiner™ の特徴

- ◆ 遺伝子および mRNA 発現プロファイリングのための、RT-PCR データ解析
- ◆ SDS ソフトウェアから1クリックにて直接 Ct-値をインポート
- ◆ ステップバイステップでの使い易いワークフローを提供
- ◆ 無制限のプレート数の処理、および TaqMan® アレイの同時処理
- ◆ 反復回数の平均化をともなった、レプリカント異常検出と、フィルタリング機能
- ◆ 無制限のコントロール遺伝子に対する、最適な内在性遺伝子の発見
- ◆ 優れた fold-change 計算機能
- ◆ Spotfire® の環境下での優れた統計処理機能とクラスタリング手法

30日間の無償トライアルライセンスは、以下のお問い合わせフォームよりお申し込み下さい。

<http://www.ceresbio.co.jp/formmail/formmail.php>

Real-Time StatMiner™ は、7900HT Fast Real-Time PCR システムを含む、すべての Applied Biosystems 社製リアルタイム PCR システムに対応しています。

本ソフトウェアは、TaqMan® アレイと通常のプレートフォーマットの両方の解析が可能となっており、今まで煩雑で時間のかかっていた統計解析処理を数分間で実行することができます。

Real-Time StatMiner™ に関する詳細は、

<http://www.ceresbio.co.jp/product/integromics/statminer.php>

セレスバイオサイエンス株式会社

〒335-0021 埼玉県戸田市新曽 1623-1 ツインコート北戸田 209

TEL 048-424-3146/FAX 048-424-3148

Email: sales@ceresbio.co.jp

HP <http://www.ceresbio.co.jp>